

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rad17 Per Wb, Ip, Elisa - 075943

Numero articolo: CM0027752



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RAD17 validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Riconosce RAD17 umano, una proteina del checkpoint del ciclo cellulare coinvolta nella risposta al danno al DNA. Ideale per la ricerca sul cancro e gli studi sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAD17 Rabbit pAb
Note/Alias	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
Specie	Umano
GeneID (umano)	5884
GeneID	5884
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-670 di RAD17 umano (NP_002864.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	075943
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio