


Anticorpo Monoclonale Anti-Rad18 Per Wb E Elisa - Q9Ns91

Numero articolo: CM0004112



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità targeting Rad18 per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla riparazione post-replicazione e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad18 Rabbit mAb
Note/Alias	RNF73; Rad18
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	56852
GeneID	56852
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 della proteina Rad18 umana (Q9NS91)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NS91
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio