


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rad18 Per Wb, Elisa - Q9Ns91

Numero articolo: CM0027121



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale coniglio anti-RAD18 validato per Western blot e ELISA, mirato alla ligasi E3 ubiquitina-proteina umana RAD18 (RNF73). Essenziale per gli studi sulla riparazione post-replicazione e sui danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	Rad18 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RNF73; Rad18
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56852
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-495 di Rad18 umano (NP_064550.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NS91
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio