

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rad21 Per Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq - O60216

Numero articolo: CM0002297



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Rad21 umano, validato per WB, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla coesina, sul ciclo cellulare e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Rad21
Note/Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Specie	Umano
GeneID	5885
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 532-631 di Rad21 umano (O60216).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60216
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio