

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rad21 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Numero articolo: CM0022492



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting Rad21 umano (subunità coesina SCC1). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia della cromatina, il ciclo cellulare e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad21 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5885
GeneID	5885
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-420 di Rad21 umano (NP_006256.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60216
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio