


Anticorpo Policlonale Anti-Rad23B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Numero articolo: CM0016451



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Rad23B validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Riconosce la proteina Rad23B di 43kDa, un fattore chiave nella riparazione del DNA e nella demetilazione delle istone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rad23B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
Specie	Umano
Gene ID	5887
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54727
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio