


Anticorpo Policlonale Anti-Rad50 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Numero articolo: CM0015985



introduzione

Anticorpo policlonale anti-Rad50 per WB, IHC-P, ELISA; rileva la RAD50 umana e murina, una proteina chiave per la riparazione del DNA. Adatto per la ricerca sul cancro e gli studi sulla stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rad50 Rabbit pAb
Note/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Specie	Umana
GeneID (umana)	10111
GeneID	10111
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-270 della Rad50 umana (NP_005723.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	Q92878
Peso della proteina	154 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante