


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rad50 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92878

Numero articolo: CM0026386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RAD50 umano, validato per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira a una proteina chiave per la riparazione del DNA nel complesso MRN, essenziale per la stabilità genomica e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rad50 Rabbit pAb
Note/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10111
GeneID	10111
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Rad50 umano (NP_005723.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio