

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rad51 Per Wb, Elisa, Chip - Q06609

Numero articolo: CM0009998



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si lega all'omologo 1 della proteina di riparazione del DNA RAD51. Validato per applicazioni WB, ELISA e ChIP, reagisce con campioni di uomo, topo e ratto, risultando adatto per la ricerca oncologica e sul ripristino del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad51 Rabbit mAb
Note/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5888
GeneID	5888
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Rad51 umana (Q06609).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06609
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio