

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Rad51 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

Numero articolo: CM0008452



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità specifico per RAD51 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche su riparazione del DNA, ricombinazione omologa e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAD51 Rabbit mAb
Note/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Specie	Umana
ID Gene	5888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 di Rad51 umano (NP_002866.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06609
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio