

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rad51 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06609

Numero articolo: CM0028453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana di riparazione del DNA RAD51 (UniProt Q06609). Validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della ricombinazione omologa e dei meccanismi di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad51 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5888
ID gene	5888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-339 della Rad51 umana (NP_002866.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06609
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio