

Anticorpo Policlonale Anti-Rad51B Per Wb Ed Elisa - O15315

Numero articolo: CM0025556



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio RAD51B validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. RAD51B è una proteina di riparazione del DNA coinvolta nella ricombinazione omologa, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sul danno al DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAD51B Coniglio pAb
Note/Alias	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5890
GeneID	5890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-384 di RAD51B umano (NP_598193.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O15315
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio