

Anticorpo Policlonale Anti-Rad51C Per If/Icc Ed Elisa - O43502

Numero articolo: CM0016317



introduzione

RAD51C Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per IF/ICC ed ELISA, specifico per RAD51C umano. Prodotto in coniglio, è ideale per studiare la riparazione del DNA, la ricombinazione omologa e le relative vie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAD51C Rabbit pAb
Note/Alias	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Specie	Umano
ID Gene	5889
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 di RAD51C umano (NP_002867.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O43502
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca refrigerante