

Anticorpo Policlonale Anti-Rad51D Per Coniglio Per Wb, Elisa - 075771

Numero articolo: CM0030176



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-Rad51D per applicazioni Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, indirizzato contro la proteina di riparazione del DNA RAD51 omologa 4 coinvolta nella riparazione per ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad51D Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5892
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-328 di Rad51D umano (NP_002869.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	075771
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio