

Anticorpo Policlonale Anti-Rad54B Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y620

Numero articolo: CM0022852

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina umana RAD54B (103 kDa, SWISS: Q9Y620) per applicazioni di Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAD54B Rabbit pAb
Note/Alias	RDH54; RAD54B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 781-910 della RAD54B umana (NP_036547.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y620
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio