

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rad54L2 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

Numero articolo: CM0017143

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RAD54L2 umano (ARIP4), validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con RAD54L2 umano e ratto, un'elicasi coinvolta nella trascrizione del recettore degli androgeni. Adatto per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAD54L2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23132
Gene ID	23132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1178-1467 di RAD54L2 umano (NP_055921.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9Y4B4
P>Peso proteico	163kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio