


Anticorpo Policlonale Anti-Rad9A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99638

Numero articolo: CM0021218



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAD9A umano, validato in WB, IHC-P ed ELISA.

Reagisce con campioni umani e di ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare. SWISS: Q99638.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAD9A Rabbit pAb
Note/alias	RAD9; RAD9A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5883
GeneID	5883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 162-391 di RAD9A umano (NP_004575.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q99638
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio