

Anticorpo Policlonale Anti-Radixin Per Wb E Elisa - P35241

Numero articolo: CM0018173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Radixin di alta qualità per applicazioni WB e ELISA. Rileva Radixin di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro di actina e del legame tra membrana e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Radixin Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB24; Radixin
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5962
GeneID	5962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Radixin umana (NP_002897.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35241
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio