

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Radixin Per Wb, Elisa - P35241

Numero articolo: CM0002421



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Radixin mirato alla proteina da 69kDa, convalidato per WB ed ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto; per studi sul legame actina-membrana e sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Radixin Coniglio mAb
Note/Alias	DFNB24; Radixin
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5962
ID Gene	5962
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 350-450 del Radixin umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35241
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio