


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rae1 Per Wb, Elisa - P78406

Numero articolo: CM0030966



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RAE1 che riconosce la proteina umana RAE1 (fattore di esportazione dell'mRNA). Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante (aa 1-368). 41 kDa. Ideale per ricerche sul trasporto nucleocitoplasmatico e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAE1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8480
ID gene	8480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-368 di RAE1 umana (NP_003601.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78406
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio