

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Raf1 Per Wb, Elisa - P04049

Numero articolo: CM0003525



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Raf1 di alta qualità validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso Umano, Topo e Ratto. Ideale per studiare le vie di segnalazione MAPK mediate da Raf1 e la regolazione del destino cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Raf1
Note/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Specie	Umano
GeneID	5894
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Raf1 umano (P04049)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio