

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Raf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Numero articolo: CM0017058



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Raf1 umano (c-Raf). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Raf1 è una chinasi chiave nella via MAPK/ERK, critica per la proliferazione cellulare e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Raf1 Rabbit pAb
Note/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5894
GeneID	5894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-350 di Raf1 umano (NP_002871.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P04049
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio