

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rag1 Per Wb, Elisa - P15918

Numero articolo: CM0013951

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è mirato contro RAG1 umano (proteina 1 di attivazione della ricombinazione V(D)J, nota anche come RNF74). Validato per Western blotting ed ELISA, presenta reattività crociata con il mouse e rileva la proteina di ~119 kDa. Ideale per studi sullo sviluppo dei linfociti, sui disturbi da immunodeficienza e sui meccanismi di ricombinazione V(D)J.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAG1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAG-1; RNF74; RAG1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5896
Gene ID	5896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di RAG1 umano (NP_000439.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P15918
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio