


Anticorpo Policlonale Anti-Rag2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P55895

Numero articolo: CM0016671



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a RAG2 umano, una proteina chiave della ricombinazione V(D)J. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata al topo. Ideale per studi sullo sviluppo dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAG2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAG-2; RAG2
Specie	Umano
GeneID	5897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 258-527 di RAG2 umano (NP_001230715.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P55895
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio