

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rai14 Per Wb E Elisa - Q9P0K7

Numero articolo: CM0017053

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ankicorbin umano (RAI14). Adatto per Western blotting e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di biologia riproduttiva e regolazione dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAI14 Rabbit pAb
Note / Alias	RAI13, NORPEG, RAI14
Specie	Uomo
GeneID	26064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-600 di RAI14 umano (NP_056392.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9P0K7
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio