

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Raidd/Cradd Per Wb, Elisa - P78560

Numero articolo: CM0010905



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro RAIDD/CRADD umano, validato in WB e ELISA. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sulla via di segnalazione di TNFR-1. Riconosce il CRADD umano (23 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAIDD/CRADD Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8738
GeneID	8738
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-199 di RAIDD/CRADD umano (NP_003796.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P78560
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio