

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Raidd/Cradd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78560

Numero articolo: CM0004846



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che bersaglia RAIDD/CRADD umano (P78560). Validato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAIDD/CRADD Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8738
ID gene	8738
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70 e 150 della CRADD umana (P78560).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P78560
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio