

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Raidd/Cradd Per Wb, Elisa - P78560

Numero articolo: CM0015603



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RAIDD/CRADD umano validato per WB ed ELISA. Riconosce RAIDD umano e murino, una proteina adattatrice dell'apoptosi di 23 kDa (SWISS P78560). Ideale per studi sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	RAIDD/CRADD Rabbit pAb
Note/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8738
GeneID	8738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 di RAIDD/CRADD umano (NP_003796.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P78560
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio