


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rala Per Wb E Elisa - P11233

Numero articolo: CM0017130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RALA validato per WB e ELISA. Rileva RALA (24 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione GTPasi, la migrazione cellulare e la trasformazione oncogena.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RALA Rabbit pAb
Note/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5898
GeneID	5898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 della RALA umana (NP_005393.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11233
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio