

Anticorpo Policlonale Anti-Ralb Per Wb, Elisa - P11234

Numero articolo: CM0030698



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a RALB umano (proteina Ral correlata al Ras). Validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione GTPasi, esocitosi, apoptosi e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	RALB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RALB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5899
GeneID	5899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di RALB umano (NP_002872.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11234
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio