

Anticorpo Monoclonale Anti-Ralbp1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15311

Numero articolo: CM0012432



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità prodotto in coniglio contro RALBP1 umano (RLIP76), validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione e sul trasporto mediati da Ral.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RALBP1 Rabbit mAb
Note/alias	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10928
GeneID	10928
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di RALBP1 umano (Q15311).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15311
Peso della proteina	76kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante