

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ralbp1 (Validato Ko) Per Wb Ed Elisa - Q15311

Numero articolo: CM0015083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina 1 legante RalA (RALBP1), nota anche come RLIP76. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per studiare la segnalazione Ral, l'endocitosi, la fissione mitocondriale e i meccanismi di resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] pAb RALBP1 di coniglio
Note/alias	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	10928
ID del gene	10928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 396-655 di RALBP1 umano (NP_006779.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q15311
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante