

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ralgds Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Numero articolo: CM0021833



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RALGDS (RalGEF) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Ras/Ral e della clearance batterica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RALGDS Rabbit pAb
Note/Alias	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5900
Gene ID	5900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 771-902 di RALGDS umano (NP_001258705)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q12967
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio