

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ralgps1 Per Wb Ed Elisa - Q5Js13

Numero articolo: CM0013669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RALGPS1 umano (RALGEF2) per western blot ed ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione della GTPasi RALA, delle dinamiche del citoscheletro e del traffico di membrana. Rileva una proteina di 62 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RALGPS1 Rabbit pAb
Note/alias	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
Specie	Umano
ID gene (umano)	9649
ID gene	9649
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di RALGPS1 umano (NP_055451.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5JS13
Peso della proteina	62kDa
Spedizione	Confezione refrigerante