


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Raly Per Wb, Elisa - Q9Ukm9

Numero articolo: CM0013628



introduzione

Il RALY Rabbit pAb rileva la proteina endogena RALY in campioni umani, murini e di ratto. Validato per Western blot e ELISA. RALY è una proteina legante l'RNA coinvolta nella biosintesi del colesterolo e nel processing dell'mRNA. UniProt Q9UKM9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RALY Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P542; HNRPCL2; RALY
Specie	Umano
GeneID (umano)	22913
GeneID	22913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 96-306 di RALY umano (NP_057951.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UKM9
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio