

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ramp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Numero articolo: CM0029250



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-RAMP2 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RAMP2 di uomo, topo e ratto. Adatto per studi su complessi recettoriali e localizzazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAMP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alternativi	RAMP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10266
GeneID	10266
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di RAMP2 umano (NP_005845.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60895
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio