

Anti-Ramp3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - O60896

Numero articolo: CM0029999



introduzione

Anticorpo policlonale RAMP3 coniglio validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Indaga il coinvolgimento della proteina 3 modificatrice dell'attività dei recettori nella segnalazione dei recettori dell'adrenomedullina e dell'amillina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAMP3 Coniglio pAb
Note/Alias	RAMP3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10268
Gene ID	10268
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-118 di RAMP3 umano (NP_005847.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60896
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio