


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ran Per Wb, Elisa - P62826

Numero articolo: CM0009324



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Ran per applicazioni WB ed ELISA. Rileva Ran (24 kDa) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio del trasporto nucleo-citoplasmatico e della mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ran Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5901
GeneID	5901
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 117-216 di Ran umano (P62826).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62826
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio