

Anticorpo Policlonale Anti-Ranbp1 Per Wb, Elisa - P43487

Numero articolo: CM0020546



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RANBP1 umano (RanBP1/HTF9A) per Western Blot ed ELISA. Validato in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleocitoplasmatico e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RANBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HTF9A; RANBP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5902
GeneID	5902
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RANBP1 umano (NP_002873.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P43487
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante