

Anticorpo Policlonale Anti-Ranbp10 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q6Vn20

Numero articolo: CM0019114

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a RANBP10 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano e topo. Adatto per studiare la funzione del ligasi E3 ubiquitina CTLH, la segnalazione GTPasi Ran e la biologia delle piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RANBP10 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RANBP10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57610
GeneID	57610
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 362-497 di RANBP10 umano (NP_065901.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6VN20
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio