


Anticorpo Policlonale Anti-Ranbp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49792

Numero articolo: CM0023894



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting RANBP2 umano (NUP358), validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per ricerche sul trasporto nucleo-citoplasmatico e SUMOilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RANBP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5903
Gene ID	5903
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2900-3050 di RANBP2 umano (NP_006258.3))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P49792
Peso Proteico	358kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio