

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ranbp9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S59

Numero articolo: CM0003791



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RanBP9 umano (BPM-L/RanBPM). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su ubiquitinazione, segnalazione cellulare e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RanBP9 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10048
ID gene	10048
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RanBP9 umano (Q96S59)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96S59
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio