

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ranbp9 Per Wb, Elisa - Q96S59

Numero articolo: CM0018394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RanBP9 umano (RanBPM). Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo è ideale per lo studio della funzione del complesso ligasi E3 CTLH, della segnalazione cellulare e del riarrangiamento del citoscheletro. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RanBP9 pAb di coniglio
Note/alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10048
ID del gene	10048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-605 di RanBP9 umano (NP_005484.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96S59
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta