

Anticorpo Monoclonale Anti-Rangap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Numero articolo: CM0011379



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro RanGAP1 umano (P46060), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce topo e ratto. Per studi sull'attivazione della GTPasi Ran e sul trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RanGAP1 Rabbit mAb
Note/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5905
GeneID	5905
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RanGAP1 umano (P46060).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46060
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio