


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rankl Per Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Numero articolo: CM0017713



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per RANKL umano (TNFSF11), validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla differenziazione degli osteoclasti e sulla risposta immunitaria. - O14788

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-RANKL
Note/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8600
GeneID	8600
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-317 di RANKL umano (NP_003692.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14788
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca refrigerante