

Anticorpo Policlonale Anti-Rap1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62834

Numero articolo: CM0016760



introduzione

L'anticorpo policlonale anti-Rap1A di coniglio, validato KO, rileva Rap1A umano, di topo e di ratto in WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sul contrasto a Ras, sullo sviluppo dei neuriti e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Rap1A Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Specie	Umano
GeneID (umano)	5906
GeneID	5906
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 39-138 di Rap1A umano (NP_002875.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62834
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio