

Anticorpo Monoclonale Anti-Rap1A + Rap1B Per Wb, If/Icc, Elisa - P61224 / P62834

Numero articolo: CM0012738



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro RAP1A e RAP1B umani, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della polarità delle cellule endoteliali e della formazione del lume vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RAP1A + RAP1B
Note/Alias	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 di RAP1A + RAP1B umani (P61224)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61224 / P62834
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio