

Anticorpo Policlonale Anti-Rap1B Per Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Numero articolo: CM0016868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a Rap1B umano (P61224) per WB, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule endoteliali e la segnalazione delle GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Rap1B Rabbit pAb
Note / Alias	K-REV; RAL1B; Rap1B
Specie	Umana
ID gene (umano)	5908
ID gene	5908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di Rap1B umano (NP_056461.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P61224
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio