

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rap1B Per Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Numero articolo: CM0019954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RAP1B (proteina Ras-correlata Rap-1b). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la polarità delle cellule endoteliali, la biologia vascolare e la segnalazione GTPasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAP1B Rabbit pAb
Note/Alias	RAP1B; K-REV; RAL1B; proteina Ras-correlata Rap-1b
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5908
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 81-181 di RAP1B umano (NP_056461.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61224
Peso Proteico	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio