

Anticorpo Monoclonale Anti-Rap1Gap Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P47736

Numero articolo: CM0010878



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Rap1GAP (P47736), una proteina attivatrice della GTPasi di membrana del Golgi per Rap-1A. Applicazioni: WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata: umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Rap1 e del traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Rap1GAP
Note/Alias	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5909
GeneID	5909
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47736
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio